

# Guía de administración de la vacuna antigripal intradérmica



# 1

## Introducir la aguja perpendicular a la piel

*en la zona del deltoides, en un movimiento  
corto y rápido.<sup>1\*</sup>*

*\* No purgar el aire a través de la aguja.*

*Sujetar el sistema colocando los dedos pulgar y corazón sobre la zona  
de sujeción en relieve.*

# 2

## Inyectar usando el dedo índice.

*Una vez que la microaguja se ha introducido, mantener  
una leve presión en la superficie de la piel e inyectar  
usando el dedo índice para presionar sobre el émbolo.  
No es necesario aspirar antes de administrar la vacuna.<sup>1</sup>*

# 3

## Retirar de la piel y activar el protector de la aguja presionando con firmeza sobre el émbolo.

*Oirá un clic y un protector aparecerá para cubrir la aguja.  
Eliminar inmediatamente el sistema en el contenedor  
dispuesto a tal efecto.*

*Se considera una inyección correcta tanto si aparece como  
si no aparece pápula.*

*En caso de presencia de líquido en el lugar de inyección después de la  
administración de la vacuna, no es necesario revacunar.<sup>1</sup>*

Para ver las instrucciones de uso completas, consultar la ficha técnica de Intanza®.